

# POWER-DRIVEN STAPLER



STABIL - SICHER - SCHNELL

## PRÄZISE UND EFFIZIENT

- Stufenlose Abwinkelung, beidseitig, bis zu 60°
- SCT - Super Clutch Technologie - reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten
- Atraumatisches Doppelkompressionskonzept
- Konstante Geschwindigkeit von 0,7 Sekunden beim Schließen und Auslösen
- 63 % geringerer Kraftaufwand als bei einem manuellen Klammernahtinstrument
- 100 % Stabilität beim Abfeuern der Klammernahtmagazine
- Einhand-Bedienung möglich
- Hoher Bedienungskomfort bei schwer zugänglichen Operationsfeldern wie z.B. tiefes Rektum

## MANUELLE KLINGEN-RÜCKFÜHRUNG

Falls die Klinge nicht automatisch eingezogen werden sollte, kann die Rückführung auch manuell erfolgen.



## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Beschreibung	Schaftlänge	Branchenlänge	VE
----------	--------------	-------------	---------------	----

### power-driven Stapler

DSMS45	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	280 mm	45 mm	3 Stk
DSMM45	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	340 mm	45 mm	3 Stk
DSML45	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	440 mm	45 mm	3 Stk
DSMS60	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	280 mm	60 mm	3 Stk
DSMM60	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	340 mm	60 mm	3 Stk
DSML60	Elektronischer endoskopischer Linear Cutter-Stapler, Einweg	440 mm	60 mm	3 Stk

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Klammerhöhe offen	Klammerlänge geschlossen	VE
----------	--------------	-------	-------	-------------------	--------------------------	----

### Magazine

FACU45	Klammernaht-Magazin	grau	45 mm	2,0 mm	0,75 mm	12 Stk
FACV45	Klammernaht-Magazin	weiss	45 mm	2,5 mm	1,0 mm	12 Stk
FACS45	Klammernaht-Magazin	blau	45 mm	3,5 mm	1,5 mm	12 Stk
FACM45	Klammernaht-Magazin	gold	45 mm	3,8 mm	1,8 mm	12 Stk
FACT45	Klammernaht-Magazin	grün	45 mm	4,1 mm	2,0 mm	12 Stk
FACH45	Klammernaht-Magazin	schwarz	45 mm	4,4 mm	2,3 mm	12 Stk
FACU60	Klammernaht-Magazin	grau	60 mm	2,0 mm	0,75 mm	12 Stk
FACV60	Klammernaht-Magazin	weiss	60 mm	2,5 mm	1,0 mm	12 Stk
FACS60	Klammernaht-Magazin	blau	60 mm	3,5 mm	1,5 mm	12 Stk
FACM60	Klammernaht-Magazin	gold	60 mm	3,8 mm	1,8 mm	12 Stk
FACT60	Klammernaht-Magazin	grün	60 mm	4,1 mm	2,0 mm	12 Stk
FACH60	Klammernaht-Magazin	schwarz	60 mm	4,4 mm	2,3 mm	12 Stk