



# KIM®

## Knotless Incontinence Mesh

Das KIM®-Netz zur Behandlung von Stressinkontinenz bei Frauen überzeugt mit hoch-qualitativer Ausführung und positiven Details. Es kann für verschiedene Operationsmethoden verwendet werden - die erforderlichen Nadeln werden im Set mitgeliefert (TOT: IN-OUT/OUT-IN,TVT: BOTTOM-TOP/TOP-BOTTOM).

### Die Vorteile

- Die glatte Gewebestruktur (knotless) ist atraumatisch und erleichtert das Positionieren des Netzes. Große Poren erleichtern das Durchwachsen des Gewebes.
- Geglättete Kanten minimieren das Risiko, die Harnröhre oder umliegendes Gewebe zu verletzen.
- Shape-Memory: KIM® behält langfristig Form und Festigkeit. Kein Einrollen nach dem Positionieren.



### BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
KIM01/OID	Set: KIM - Knotenloses TOT Inkontinenzband und 2 OUT-IN Spiral-Nadeln (APAS 405) 	1
KIM01/IOD	Set: KIM - Knotenloses TOT Inkontinenzband und 2 IN-OUT Spiral-Nadeln (APAS 406)	1
KIM-01	KIM - Knotenloses Inkontinenz-Band, ohne Handgriffe und Nadeln	1
APAS412	Wiederverwendbare retropubische Nadel mit Handgriff, Ø 3,5 mm	1